



ULTRAHEALTH[®]

C O N T A C T L E N S E S



Manejo y Cuidado

SynergEyes

Qué esperar

Los lentes de contacto UltraHealth™ le proporcionarán una visión clara y constante durante el día, ofreciendo una comodidad durante sus horas de uso, evitando la incomodidad e inestabilidad asociada con los lentes rígidos tradicionales.

Se debe esperar un breve periodo de adaptación para acostumbrarse por completo a los lentes. Su especialista de salud visual puede explicarle qué debe esperar y como debe ir aumentando gradualmente el horario de uso diario a manera de que pueda disfrutar de una visión sin comparación y comodidad total con UltraHealth.

CONSEJOS DE COMODIDAD

- Si percibe incomodidad con sus lentes durante el día, retírelos y vuélvalos a colocar suavemente.
- Si su especialista lo recomienda, puede usar gotas lubricantes.
- Si continúa percibiendo sequedad en sus ojos, inclusive después de haber aplicado gotas lubricantes, retire los lentes y colóquelos dentro de la solución para que se re-hidraten durante unas horas.
- Trate de no frotar sus ojos durante el día.

Evite el uso de cosméticos a base de aceite ya que pudieran dañar la superficie de sus lentes UltraHealth de manera permanente.



Cómo colocar sus lentes

Hay más de una manera para colocar sus lentes. Se sugiere seleccionar el método que más le acomode.

Siempre lave sus manos con un jabón ligero y séquelas bien antes de manipular sus lentes. Para evitar revolver sus lentes, es buena idea manipularlos en el mismo orden siempre.

Bombilla de Sujeción



Yemas de los dedos



- Coloque el lente sobre la bombilla de colocación o establezca el lente en las yemas de tres dedos (ver imágenes).
- Llene el lente con solución, completamente hasta el borde. Utilice la solución recomendada por su especialista.



Visite www.SynergEyes.com para ver videos sobre el manejo y cuidado, y para conocer más sobre UltraHealth.

Cómo colocar sus lentes



1. Agáchese hacia el frente y mire hacia el piso. A veces es útil el colocar un espejo sobre el lavabo para poder verse mientras se coloca el lente.



2. Levante su párpado superior con una mano sosteniendo con los dedos desde la base de las pestañas.



3. Sujete la bombilla con la otra mano, y con esa misma mano, jale su párpado inferior hacia abajo (ver imagen). Suavemente coloque el lente sobre el ojo. Es muy importante el no presionar el lente con fuerza sobre el ojo.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Llene el lente completamente de solución para evitar la formación de burbujas que pudieran ocasionar incomodidad y visión irregular.

Coloque el lente en el ojo muy suavemente. A medida que posicione el lente sobre el ojo, la córnea desplazará la solución y el lente se fijará suavemente sobre el ojo. Si el lente es empujado con fuerza hacia el ojo, pudiera experimentar incomodidad y que el lente se empañe.

Cómo retirar sus lentes



1. Utilizando una mano, jale su párpado superior ligeramente hacia arriba.



2. Usando su dedo de la otra mano, jale su párpado inferior ligeramente hacia abajo.



3. Con los dedos secos, forme una arruga oprimiendo la orilla suave del lente por su parte inferior con las yemas de los dedos. Al formar esta arruga por medio de un muy ligero pellizco, entrará aire por debajo del lente y el lente se desprenderá del ojo.

CONSEJOS DE RETIRO

- Dedos Secos
- Ojo bien abierto
- Pellizco ligero

El reemplazo recomendado para los lentes UltraHealth es de cada seis meses.

Es importante que siempre siga las instrucciones de su especialista de la salud visual. En base a sus requerimientos particulares, su especialista pudiera recomendar un periodo de reemplazo distinto.

Cómo limpiar sus lentes

Asegúrese de limpiar sus lentes UltraHealth™ cada día antes de guardarlos durante la noche.



1. Coloque el lente con la concavidad hacia arriba sobre la palma de su mano. Enjuague sus lentes con la solución indicada por su especialista. **Nunca enjuague sus lentes con agua de la llave.**
2. Con la yema de su dedo índice frote ligeramente todo el lente en todos sentidos contra la palma de su mano. Asegúrese de limpiar completamente ambas superficies del lente y finalmente enjuáguelo con un chorro de la misma solución.
3. Para una desinfección profunda, utilice la solución a base de Peróxido de Hidrógeno, siguiendo las instrucciones del mismo sistema de la solución. Asegúrese de seguir las indicaciones paso por paso.

Soluciones recomendadas:

